

Kit MAPA

ABPMpro MAPA


- Mesure de la pression Artérielle ambulatoire (24H)
- Capteur de la fréquence cardiaque
- Détection des mouvements
- Détection jour/nuit



Kit MAPA + Holter ECG

ABPMpro MAPA + ECG 3 canaux

- Mesure de la pression Artérielle ambulatoire (24H)
- Capteur de la fréquence cardiaque
- Détection des mouvements
- Détection jour/nuit
- Holter ECG
- 4 Électrodes



“

Cette MAPA est confortable, facile à utiliser et offre une valeur diagnostique supérieure en enregistrant simultanément l'actigraphie, la position du corps et la fréquence cardiaque.

”



Intervalles de mesure possible	3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes
Tailles des brassards	S (18 - 24 cm), M (24-34cm), L (34 - 46cm)
Stockage/transfert des données	chargement batterie et transfert via USB
Taille/poids (sans brassard)	101 x 75 x 24 mm, 125 g
Logiciel	Gratuit
Inclus dans le Kit MAPA	Brassards taille M et L/XL, logiciel, manuel, câble USB
Écran	Noir et blanc, OLED
Garantie	2 ans

