

## OXYMÈTRE DE POULS

Réf. OXY016

### OXYMÈTRE DE POULS PÉDIATRIQUE OXY ONE KID



ONE  
MEDICAL

Garantie 18 mois

# OXYMÈTRE DE POULS

Réf. OXY016

DISPOSITIF  
MÉDICAL



DIAGNOSTICS

## Oxymètre de pouls pédiatrique Oxy One Kid

L'Oxymètre de pouls pédiatrique **Oxy One Kid** est un dispositif permettant de mesurer la saturation en oxygène du pouls et la fréquence cardiaque à travers le doigt. Adapté à divers contextes tels que la maison, le cabinet médical ou encore l'hôpital, il offre un affichage avancé de la valeur SpO<sub>2</sub>, du pouls avec graphique à barres, et de la forme d'onde.

L'utilisateur peut personnaliser le mode d'affichage (rotation horizontale / verticale) et ajuster la luminosité de l'écran. L'Oxy One Kid, un oxymètre de pouls simple d'utilisation grâce à son bouton unique. Son capteur intégré dans la pince à doigt mesure la concentration d'oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque au niveau du doigt. Les résultats s'affichent clairement sur l'**écran LCD 2 couleurs** pour faciliter la lecture.

Spécialement conçu pour les enfants pesant entre 10 et 40 kg, cet oxymètre de pouls indolore répond à leurs besoins particuliers. Son design ludique en forme de tête de tigre permet aux enfants de ne pas avoir peur lors de la prise de mesure.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Simple d'utilisation : bouton unique
- ◆ Ecran LCD 2 couleurs 160x80 px
- ◆ Indicateur de piles faibles
- ◆ Indique la SpO<sub>2</sub>, le pouls et la forme d'onde
- ◆ Extinction automatique
- ◆ Rotation de l'écran (horizontale / verticale)
- ◆ Réglage de la luminosité
- ◆ Plages de mesure SpO<sub>2</sub> : 0% - 100% - Précision : 70 % ~ 100 % : ± 2 %, inférieure à 70 % non spécifiée.
- ◆ Plages de mesure pouls : 30 BPM - 250 BPM - Précision : ± 2 bpm ou ± 2 %
- ◆ Fonctionne avec 2 piles AAA
- ◆ Durée de vie des piles : 20 heures

### DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : 0 à 100%
- ◆ Humidité : ≤75%
- ◆ Alimentation : 2 piles AAA
- ◆ Dimensions (cm) : 5,9 x 3,7 x 3,5cm
- ◆ Pression : 70kPa~106 kPa
- ◆ Certifications : CE 93/42/EEC
- ◆ Poids : 50 g (sans piles)
- ◆ Protection eau et poussière : IP 22
- ◆ Organisme notifié : 0123
- ◆ Température (fonct.) : 10 ~ 40°C

### MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

**Dénomination** : Oxymètre de pouls Oxy One Kid (CMS50Q1)

**Destination** : Appareil de mesure du pouls ou saturation pulsée en oxygène pour enfants

**Fabricant** : CONTEC

**Instructions** : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

**Consignes de prudence** : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

**Classe** : IIa

**Date de mise à jour de cette fiche** : 18/01/2024

## DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France

www.fracito.net