

THERMOMÈTRES

Réf. THE003

THERMOMÈTRE FRONTAL THERMO ONE PLUS



ONE
MEDICAL



THERMOMÈTRE FRONTAL THERMO ONE PLUS

Le **Thermo One Plus** est un thermomètre frontal sans contact de haute qualité qui offre une grande précision et plusieurs fonctionnalités pratiques.

Il dispose de trois modes de mesure de température pour mesurer la température corporelle, la surface et la température ambiante. L'appareil est équipé d'une alarme qui vous avertit si la température dépasse un certain seuil.

Il possède également un **grand écran LED** avec éclairage clair pour faciliter la lecture des mesures dans l'obscurité, ainsi qu'une **alarme vibrante silencieuse** permettant de ne pas réveiller l'enfant lorsque la température est prise pendant le sommeil.

Le thermomètre donne la mesure en seulement 1 seconde et dispose d'une **mémoire de 32 mesures** pour suivre l'évolution de la température au fil du temps. Il permet une prise de température frontale facile et rapide, sans avoir à toucher la peau. Il offre également la possibilité de changer entre les unités de mesure °F et °C, dispose d'un indicateur de batterie faible et d'une extinction automatique après 30 secondes pour économiser la durée de vie des piles.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Mémoire : 32 mesures
- ◆ 3 modes de températures : corporelle, surface et ambiante
- ◆ Grand écran LED
- ◆ Possibilité de changer entre °F et °C
- ◆ Fonction alarme vibrante silencieuse
- ◆ Eclairage clair
- ◆ Mesure obtenue en une seconde
- ◆ Sans contact

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plage de mesure : 32 °C - 43 °C
- ◆ Dimensions : 14,5 x 4 x 3,2
- ◆ Poids : 66 g
- ◆ Temp. Fonction. : 10 °C ~40 °C
- ◆ Temp. stockage : -20°C ~ 55 °C
- ◆ Humidité : ≤ 85%
- ◆ Pression : 700hPa~1060hPa
- ◆ Alimentation : 2 piles AAA
- ◆ Certifications : 93/42/EEC
- ◆ Organisme notifié : CE0123

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Thermomètre Thermo One Plus

Destination : Mesure de la température corporelle

Fabricant : Berrcom Medical Device Co.

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence: en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Mise à jour de cette fiche : 29/09/2023

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers, France