

## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507261



CE



09/01/2025 23:24:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507261

**Le Magister II est un stethoscope professionnel tres performant pour une auscultation polyvalente.**

## Description

### HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifrequences
- Pression legere = ecoute des basses frequences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = ecoute des hautes frequences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver, Black, Myrtille et Corail

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446030292	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.425
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1

📅 09/01/2025 23:24:59 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)