

KIT COMPLET GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER

Ref. GLU010



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
IVD
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

STERILE



20/11/2025 21:30:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT COMPLET GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER

Ref. GLU010



Pour une autosurveillance confortable et de haute précision

Description

Le glucomètre Spengler offre une précision difficilement égalable avec seulement 12% de biais alors que la plupart des glucomètres propose 15%.

Les avantages du glucomètre Spengler JT100

- Précision et fiabilité : auto-calibration réduisant la nécessité de calibrage manuel
- Interface intuitive : large écran LCD pour une lecture claire des résultats.
- Confort optimal pour le patient : lancettes ultra-fines 30G biseautées pour une piqûre quasi indolore à utiliser avec l'autopiqueur Spengler.
- Prélèvement minimal : une goutte de sang de seulement 0,5 µL est nécessaire.
- Sites alternatifs de prélèvement : paume de la main ou avant-bras.
- Hygiène optimale : éjecteur de bandelettes pour éviter tout contact avec le sang.
- Stockage avancé : mémorisation de 500 résultats et calcul des moyennes sur 7, 14 et 30 jours.
- Alarme paramétrable : rappel de test et alertes en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- Connectivité facilitée : transfert des données sur PC via câble USB-C (en option).
- Durée de vie prolongée des bandelettes : minimum 24 mois flacon fermé et 12 mois après ouverture.

Découvrez les produits complémentaires et consommables associés :

- Lancettes pour stylo autopiqueur
- Bandelettes pour glucomètre Spengler JT100
- Solution de contrôle pour lecteur de glycémie Spengler JT100

KIT COMPLET GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER



Ref. GLU010

Contenu du kit

- 1 Glucomètre Spengler JT100
- 10 Bandelettes test
- 1 Solution de contrôle
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Lancettes ultra-fines 30G
- 1 Notice d'utilisation
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Carnet de suivi glycémique
- 1 Trousse de transport
- 2 Piles AAA

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	4719869705914	Code douanier	9027899000
Garantie (mois)	24	Stérile	Oui

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité emballée / Poids (kg)	0.335
Unité nue / Poids (kg)	0.065		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	4	Température maxi	30
Humidité maxi	90		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES