

INCIDIN ALCOHOL WIPE



Lingettes désinfectantes

Lingettes imprégnées d'alcool pour une désinfection rapide des surfaces et dispositifs médicaux
Dispositif médical classe IIa & Biocide TP2

Application

Utilisation au quotidien et en cas d'épidémie : large spectre d'action, y compris efficacité sur norovirus associé à des temps de contacts courts.
Efficacité testée sur la solution de désorption de la lingette.

Propriétés Microbiologiques

Lingette prête à l'emploi	Temps de contact
Bactéricide selon EN 13727 / EN 16615	1 min*/**
Levuricide selon EN 13624 / EN 16615	1 min*/**
Tuberculocide/ Mycobactéricide selon EN 14348 / EN 16615	1 min*/**
Virucide à spectre limité selon EN 14476	5 min*/**
Actif sur virus enveloppés selon EN 14476	30 sec*/**
Actif sur Rotavirus selon EN 14476	30 sec**

*Conditions de propreté ** Conditions de saleté

Mode d'emploi

Lingette prête à l'emploi.
Prendre une seule lingette.
Essuyer soigneusement la surface, en assurant le contact avec toute la surface et laisser sécher.

La durée de conservation après ouverture est de 2 mois

Avantages

- Large spectre d'action, y compris les norovirus, combiné à un bref temps d'application
- Efficacité testée sur la solution de désorption de la lingette pour une application optimale
- Excellente compatibilité avec les matériaux, surfaces résistant à l'alcool
 - Sans colorant, ni parfum
- Matériau d'essuyage alvéolé, de haute qualité pour une application efficace

Références

Incidin™ Alcohol Wipe

6 flowpack de 100 lingettes **ECL3092600**

6 boîtes de 90 lingettes **ECL3093960**

12 recharges de 90 lingettes (15x17 cm) **ECL3093980**

Composition 100g de la solution d'imprégnation contiennent: 35g Propane-2-ol (CAS 67-63-0), 25g propane-1-ol (CAS 71-23-8).