



Holter Supplies

Moniteur ambulatoire de pression artérielle à boîtier intégré

Modèle WBP-02A




Un moniteur de pression artérielle intégré au brassard:

- installation simplifiée
- plus confortable à porter
- grande fiabilité
- Batterie lithium
- Ecran OLED lumineux
- Mémoire 300 mesures
- Cycles jour/nuit programmables



Logiciel de lecture rapide et ergonomique: Quick BP.



Le kit de base (réf.: WP-02A) comprend:

Nom	Qté
Moniteur MAPA portable	1
Sac de rangement du moniteur	1
Cable USB	1
Brassard pour adulte grand (26-36 cm) ou moyen (22-32cm)	1
Guide utilisateur avec lien de chargement du logiciel	1
Chargeur rapide de batterie	1

Accessoires optionnels:

Référence	Nom
WP-B-18	Brassard adulte petit (18-26cm)
WP-B-22	Brassard adulte moyen (22-32cm)
WP-B-26	Brassard adulte grand (26-36cm)
WP-B-30	Brassard adulte très grand (30-43cm)
WP-C-01	Chargeur rapide de batterie

Votre distributeur :



Tel.: 03.72.47.01.08

www.cardiodepot.fr

