

## TENSIOMÈTRE BRAS

Réf. EDA298

Holter tensionnel SA-10



**EDAN**

Garantie 2 ans  
2  
Garantie 2 ans

# TENSIOMÈTRE BRAS

Réf. EDA298

DISPOSITIF  
MÉDICAL

IIB



DIAGNOSTIC

## Holter tensionnel SA-10

L'holter tensionnel SA-10 est un moniteur ambulatoire de tension artérielle (MATA) portable au design léger, compact et discret. Il permet à vos patients de mesurer leur tension artérielle en continue pendant 24 heures que ce soit dans leur quotidien ou dans leur sommeil.

Le moniteur ambulatoire de tension artérielle SA-10 permet de mesurer les pressions artérielles systoliques et diastoliques ainsi que le pouls des patients adultes et conserve les données de mesure en vue d'un diagnostic clinique.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Design léger, compact et discret
- ◆ Ecran OLED 0,96 pouces
- ◆ Niveau sonore des mesures : moins de 45 dB
- ◆ Grand autonomie
- ◆ Marqueur d'évènement
- ◆ Protection des données en cas d'extinction
- ◆ Transmission des données sans fil
- ◆ Connectivité USB type C
- ◆ Connectivité Bluetooth
- ◆ Fourni avec logiciel d'analyse
- ◆ Logiciel facile d'utilisation avec une interface d'utilisateur intuitive
- ◆ Différents outils d'analyse :
  - Profil Tension Artérielle (TA) jour et nuit
  - Corrélation
  - Histogramme
  - Graphique en secteurs
  - Variabilité
  - Statistiques
- ◆ Garantie 2 ans
- ◆ Sécurité de Supression pour éviter une compression trop longue du bras
- ◆ Indice de protection : IP22, étanche à l'eau et à la poussière
- ◆ Conforme aux normes :
  - CEI 60601-1:2005+A1:2012
  - EN 60601-1:2006+A1:2013
  - CEI 60601-1-2:2014
  - EN 60601-1-2:2015
  - EN/CEI 60601-11
  - EN/ISO 80601-2-30
  - EN/ISO 81060-2
  - ANSI AAMI ISO 81060-2:2019

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                    |                    |                               |                               |                     |                        |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| ◆ Plages de mesure | : 10 à 290mmHg     | ◆ Humidité condensation       | : 15 à 95 % sans condensation | ◆ Alimentation      | : 2 Piles alcalines AA |
| ◆ Dimensions       | : 106.5x62x27 mm   | ◆ Pression                    | : 700 hPa à 1060 hPa          | ◆ Certifications    | : 93/42/CEE ; 2017/745 |
| ◆ Poids            | : 160 g            | ◆ Protection eau et poussière | : IP22                        | ◆ Organisme notifié | : CE0123               |
| ◆ Température      | : de -20° à +55° C |                               |                               | ◆ Code EAN          | : 6944413812574        |