

Ambu® Neuroline™ 700

FICHE TECHNIQUE

L'électrode Ambu® Neuroline™ 700 est la plus petite électrode de surface conductrice, auto-adhésive et repositionnable de la gamme neurologie Ambu®. Le support de l'électrode est souple, confortable, doux et respirant, ce qui permet de limiter l'irritation de la peau.

L'électrode est équipée d'un capteur argent/chlorure d'argent, qui garantit un signal stable et de qualité. Son câble est fin et flexible. Les câbles sont disponibles en différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.



BÉNÉFICES CLÉS

Électrode à gel solide, auto-adhésive et repositionnable

Capteur argent/chlorure d'argent pour un signal stable et de qualité

Limite l'irritation de la peau

Matériau du support flexible, confortable, doux et respirant

Câble fin et flexible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Examens neurophysiologiques des muscles et/ou des nerfs

Ambu

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Dimensions de l'électrode (max. L x l ou diamètre en mm)	20 x 15
Surface adhésive (en mm ²)	263

Capteur

Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	263

Environnement

Électrode sans latex de caoutchouc naturel
Câble sans latex de caoutchouc naturel
Emballage sans PVC

MATÉRIAUX

Électrode

Biocompatible	Oui
Support du capteur	Vinyle
Adhésif cutané	Hydrogel
Support externe	Polyester non tissé
Cœur de fil conducteur	Cuivre
Isolation du fil conducteur	Polychlorure de vinyle (PVC)
Connecteur	Laiton/polypropylène (PP)
Plaquette	Polytéréphtalate d'éthylène (PET)

Conditionnement


Sachets, couche intérieure	Polyéthylène (PE)
Sachets, couche centrale	Aluminium (Al)
Sachets, couche extérieure	Papier
Cartons	Carton

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Référence	Longueur du câble cm	Couleur du câble	Durée de vie en mois		Conditionnement		
			(en sachet scellé/ouvert)	Quantité/sachet	Quantité/boîte	Quantité/carton	
70001-K/12	10	○	18	1	12	240	1920
70001-SC/12	10	○	18	1	12	240	1920
70002-K/12	20	○	18	1	12	240	1920
70002-SC/12	20	○	18	1	12	240	1920
70005-K/12	40	○	18	1	12	240	1920
70010-J/12	100	○	18	1	12	120	960
70010-K/12	100	○	18	1	12	120	960
70010-K/C/12	100	●●●○	18	1	12	120	960
70015-K/12	150	○	18	1	12	120	960
70015-K/C/12	150	●●●○	18	1	12	120	960

70001-K/12 ● Produit ● Connecteur
● Longueur de câble ● Quantité par sachet

70010-K/C/12 ● Produit ● Kit de couleurs ● Connecteur
● Longueur de câble ● Quantité par sachet



K = connectique 1,5 mm



J = connecteur 2 mm



SC = connecteur 0,7 mm



Température de stockage

Ambu

Ambu SARL

Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel Domergue
CS300800
33070 BORDEAUX
Tél : (33) 05 57 92 31 50
www.ambu.fr

