

ULTRASONS

Réf. BLA039

BLADDER SCANNER VITASCAN E-VUE



VITAcon.

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans



BLADDER SCANNER VITASCAN EVUE

Le **bladder scanner Vitascan eVue** a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels de santé **en déplacement**. A ce titre, le bladder scanner eVue est **robuste** et des tests de chute ont été effectués sur sa sonde (IPX7) conformément à la norme IEC 60601-1. Il dispose d'une poignée et d'une imprimante intégrée et se range très facilement dans une mallette de transport avec bandoulière (en option) permettant de faciliter son transport.

De plus, il est équipé d'une batterie permettant une **autonomie prolongée** afin d'assurer un service ininterrompu durant le déplacement du professionnel de santé. Cette batterie durable est dotée d'une fonction de gestion intelligente et permet d'atteindre jusqu'à 2500 cycles de charge.

Par ailleurs, la prise en main du bladder scanner est facilitée grâce à une interface intuitive et l'intégration de la **technologie améliorée de détection de la vessie BladderVue™**. Ce nouvel algorithme de détection permet d'obtenir des mesures exactes du volume et des contours de la vessie. Le réglage manuel de la vessie permet quant à lui, d'ajuster les paramètres de scan et rectifier les inexactitudes possibles. Son **grand écran tactile lumineux de 10 pouces** permet une lecture facilitée des mesures et est compatible avec les gants en latex, ce qui permet de préserver des conditions d'hygiène irréprochables. Enfin, il dispose d'un tutoriel intégré, d'un programme de test de la sonde et d'une connectivité Wi-Fi sécurisée.

Ce bladder scanner n'est pas compatible avec un pied à roulettes.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Capacité de mesure : 0-1000 ml
- ◆ Sonde 3,5 Mhz
- ◆ Grand écran tactile de 10 pouces : 1200 x 800 pixels
- ◆ Angle de balayage : 130°
- ◆ Méthode de scanage : par secteur, 180°
- ◆ Imprimante thermique intégrée
- ◆ Détection de la vessie sans distinction de sexe permettant d'éliminer les interférences de la prostate, de l'utérus et de l'os pubien.
- ◆ Connectivité Wi-Fi sécurisée
- ◆ Batterie respectueuse de l'environnement, non toxique et sans métaux lourds.
- ◆ Transfert automatique via WIFI
- ◆ Mise à jour logicielle via USB
- ◆ Options : lecteur de code-barre et sacoche de transport
- ◆ Livré avec : sonde Vitascan v.2 et câble d'alimentation C13

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : 0-1000 ml | ◆ Humidité : 15% - 85% | ◆ Alimentation : Batterie |
| ◆ Dimensions (cm) : 26,3x22,7x12,5 | ◆ Pression : 700 - 1060 hPa | ◆ Certifications : CE 93/42/EEC |
| ◆ Poids : 2,15 kg | ◆ Protection eau et poussière : IPX7 | ◆ Organisme notifié : CE 0470 |
| ◆ Température (fonct.) : 10 - 40°C | | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Bladder scanner Vitascan eVue

Destination : Dispositif permettant le scan vésical par ultrasons

Fabricant : Vitacon

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 14/05/2024

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France